

OPIS



Sześciostanowiskowy zestaw pomiarowy zintegrowany z mieszadłami magnetycznymi oraz automatycznymi głowicami pomiarowymi

ZASTOSOWANIE



Sprzęt pozwalający na określenie poziomu aktywności respirometrycznej w próbach wody i ścieków.



KONTAKT



Zakład Biologii Eksperymentalnej
zbigniew.mudryk@apsl.edu.pl
piotr.perlinski@apsl.edu.pl

MIEJSCE



Instytut Biologii i Nauk
o Ziemi

Oxitop IS 6