

OPIS



Chromatograf cieczowy HPLC - zestaw z komputerem sterującym i oprogramowaniem

ZASTOSOWANIE



Zestaw do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z automatycznym podajnikiem próbek i detektorami: UV-VIS z matrycą diodową i fluorescencyjnym. Pompa 2-tłokowa gradientowa, wysokociśnieniowa. Układ ze zintegrowaną nadstawką na rozpuszczalniki. Układ HPLC wyposażony w degazer oraz termostat kolumnowy.



KONTAKT



Ewa Ziomek – Opalińska
ewa.ziomek-
opalinska@apsl.edu.pl

MIEJSCE



Instytut Biologii i Nauk
o Ziemi

SOA

Chromatograf cieczowy

 Akademia
Pomorska
w Słupsku