

## OPIS



3 Diff, 18 parametrów. Wydajność 30 próbek /h. Profile: psa, kota, konia, krowy, świni, myszy, szczura, królika, fretki, szympansa, owcy, kozy i definiowane przez użytkownika. Pobieranie próbek w systemie otwartym (obrotowy podajnik próbek). Wysoka precyzja i powtarzalność oznaczeń wykresy Levy-Jenings'a



**Abakus Junior Vet**

## ZASTOSOWANIE



Analizator hematologiczny do badania krwi

## KONTAKT



Zakład Zoologii i Fizjologii Zwierząt,  
Tel. 59 8405 360

## MIEJSCE



Instytut Biologii i Nauk  
o Ziemi